



**Hygieneplan L1/S1 - ZTL65**

WAS	WANN	WOMIT	WIE	WER
<b>Händereinigung/ Waschen</b>	- vor Beginn der Arbeit / vor dem Zutritt in den Hygienebereich - nach Beendigung d. Arbeit	Hautschonendes Waschpräparat aus Direktspender (Baktolin®); Handtuch zum einmaligen Gebrauch	1 Pump-Hub auf Handflächen verteilen gründlich einseifen, gründlich abspülen, mit Papierhandtuch abtrocknen	Alle
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	- vor dem Zutritt in den Hygienebereich - nach Beendigung der Tätigkeit im Hygienebereich	Direktspender; Ethanolhaltige Präparate: Sterillium®; Desderman®N (Ethanolhaltige Präparate mit Hautschutzkomponente)	1-3 Pump-Hübe in den Handflächen, an den Fingerkuppen und Handgelenken verteilen, 0,5 Min. Einwirkzeit beachten	Alle
<b>Handschuhdesinfektion</b>	- nach dem Anlegen der Handschuhe im Hygienebereich - nach dem Betreten und vor dem Verlassen eines Raumes - vor dem Öffnen eines Tierkäfigs - nach Kontamination - nach Beenden der Arbeit	Sprühflasche, Ethanolhaltige Präparate (K-Sprint®)	1 Sprühstoß je Hand – in den Handflächen und auf dem Handrücken verteilen	Alle
<u>Glas und Plastikwaren</u>	Nach Nutzung, bei Kontamination	Laborspüle, Laborspülautomat	Reinigen, ggf. autoklavieren	ZTL-Personal, <b>Nutzer</b>
<b>Werkbänke, Umsetzstationen und weitere benutzte Geräte</b>	- <b>täglich vor und nach der Arbeit</b> (Zwischendesinfektion z.B. nach Kontamination, vor jeder neuen Tierlinie, nach Pausen) - vor und nach Reparaturen, bei Raumwechsel	Ethanolhaltige Präparate (K-Sprint®)  ggf. mit Wasserstoffperoxid begasen	<b>Wischdesinfektion</b> , beachte Einwirkzeit; UV-Licht in Werkbänken  nach Vorschrift	ZTL-Personal, <b>Nutzer</b>  Fachkraft
<u>Tierkäfige</u> Schalen Gitter, Einsätze, Deckel, wiederverwendbares Enrichtment <u>Tränkflaschen</u> <u>IVC-Racks</u>	➤ wöchentlich - entspr. der Verschmutzung bzw. nach Vorgaben des Reinigungsurnus  ➤ wöchentlich ➤ halbjährlich	mechanische und chemische Aufbereitung in der Zentralspüle	s. BA Käfigreinigung s. BA Flaschenreinigung s. BA Rack-Reinigung	ZTL-Personal, eingewiesene Service-Kraft
<u>Reinigung von Oberflächen</u> <u>Tierraum, Flure, OPs</u>	Tägliche Unterhaltsreinigung siehe S1-BA	Neoform Classic ® - Dosierautomaten in den Laboren - Tuchspender-System	beachte Einwirkzeit bei 0,5%iger Lösung, <b>wischen</b> , ggf. sprühen	ZTL-Personal
<u>Inventar</u> <u>Waschbecken</u>	täglich und bei Kontamination			ZTH-Personal <b>und Nutzer</b>
<u>Schutzkleidung</u>	<b>Vor jedem Betreten des Hygienebereiches</b> - täglich neu - nach Kontamination ggf. wechseln > s. Betriebsanweisung	in geeigneten Behältern sammeln	Textilservice	Alle
<b>(PSA) Persönliche Schutzausrüstung</b> Handschuhe, Atemmaske, Kopfhaube	<b>Vor jedem Betreten des Hygienebereiches</b> - täglich neu - nach Kontamination ggf. wechseln > s. Betriebsanweisung	In geeigneten Behältern sammeln	Hausmüll	<b>Alle</b>
<u>Abfälle:</u> - Festabfall - Laborabfall: - Pipetten-Spitzen, Klingen, Kanülen, Glaspipetten - flüssige Medien	wöchentlich volle Sammelbehälter bei Bedarf  wöchentlich	In geeigneten Behältern In gelben PVC-Boxen  - verschlossene Gefäße	Hausmüll (Abfalltrennung!)	ZTL-Personal, <b>Nutzer</b>
- <b>Tierkadaver</b>  - Chemikalien	täglich  nach Gebrauch; nach Ablauf; bei Verunreinigung	- <b>Handschuh oder PVC-Tüte &gt; Kadaverruhe</b> In geeigneten Behältern; Beschriftung	<b>kühl lagern</b>  kühl zwischenlagern, Sicherheitsschränke	ZTL-Personal, <b>Nutzer</b> <b>Nutzer (Fachkraft)</b> Sammelstelle
<u>Raumdesinfektion</u>	bei Havarie bzw. turnusmäßig	Wasserstoffperoxid	Begasen, nach Vorschrift	Fachkraft